

1553241 - Mambo Max poids cheville/poignet - 1,5 kg



Déscription

Pour augmenter rapidement l'endurance et la masse musculaire, il vous suffit de porter les poids pour poignet et cheville Mambo Max lors de votre entraînement. Remplis de limaille de fer, ils modèleront et tonifieront efficacement votre corps et peuvent être portés partout. Portez-les au bureau, pendant les courses ou à la salle de sport. À terme, votre corps s'habitue à courir, marcher et vivre avec ce poids supplémentaire.

Spécifications

Marque	MVS
sku	1553241
Poids	1,5 kg
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Paire