

## 1550569 - Linido siège de douche compact - blanc corian/aluminium - 1 pc



### Déscription

Siège de douche compact avec surface d'assise en corian, cadre en aluminium, pliable, capacité de charge jusqu'à 150 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2201.2013-02
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Pliable</b>	Oui
<b>Profondeur du siège</b>	32.6 cm
<b>Largeur du siège</b>	26.5 cm
<b>Composition</b>	Aluminium
<b>sku</b>	1550569
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Catégorie assise de douche</b>	Assises de douche
<b>Couleur</b>	Corian blanc/aluminium
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce