

## 1007130 - Seringue auriculaire en métal - 125 cc - 1 pc



### Déscription

Seringues Schimmelbusch pour le rinçage et l'irrigation.

- Seringue entièrement métallique au design à 3 anneaux
- Douille métallique et piston interchangeables
- Tige de piston graduée avec joint torique
- Graduation en mm et oz
- Complètement démontable et facile à nettoyer
- Autoclavable à 134° C

### Spécifications

<b>Composition</b>	Metal
<b>sku</b>	1007130
<b>Produits similaires</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce