

1603843 - BD™ Venflon Pro - I.V. cathéter avec ailettes et port d'injection - 16G x 2" - gris - 50 pcs



Déscription

Les cathéters BD™ Venflon Pro avec ailettes et port d'injection sont adaptés à l'administration de médicaments, à la transfusion sanguine. Le cathéter dispose d'un accès luer-lock pour fixer le cathéter aux sets d'administration intraveineuse. L'embase du cathéter est munie d'un port d'injection en haut pour l'injection sans seringue. Le cathéter est exempt de latex, de DEPH et de PVC.

Spécifications

Marque	BD
SKU leverancier	393209
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Embout de cathéter: polypropylène• Manche de l'aiguille: polypropylène• Bouchon de contrôle du débit: polypropylène• Vanne: polyéthylène• Cathéter: polyuréthane• Capuchon de protection de l'aiguille: polyéthylène• Douille: polyétherimide• Bouchon Luer-Lock: polypropylène• Valve: caoutchouc silicone• Aiguille: acier inoxydable
sku	1603843
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 13485
Débit	236 milliliter per minute
Couleur	Gris
Dimensions	16G x 2"
Dimensions en mm	1,8 x 45 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte