

1539374 - One Touch Delica lancets - 100 pcs



Déscription

Des lancettes fines stériles 30G (0,32 mm) recouvertes de silicone qui glissent doucement dans la peau. Conçu pour un prélèvement capillaire confortable. A utiliser uniquement avec les autopiqueurs OneTouch Delica & OneTouch Delica Plus.

Spécifications

Marque	lifescan
Compatible avec	Autopiqueurs OneTouch Delica & OneTouch Delica Plus.
Avec autopiqueur	Non
sku	1539374
Catégorie de glucomètre	Systèmes et lancettes
Marque systèmes te lancettes	OneTouch Delica
Réglementation Européenne	98/79/EC - Autres
Type d'emballage	Pièce
Type de lancette	Lancette régulière