

1574741 - Braun Exadrop® régulateur de débit - 50 pcs



Déscription

Conçu pour être utilisé dans des situations d'écoulement par gravité qui nécessitent des taux de perfusion variables et précis pour la sécurité du patient et l'efficacité du médicament. Fournit un débit constant et reproducteur qui est facile et rapide à sélectionner et qui est compact et simple à utiliser.

Spécifications

Marque	Braun
Dimensions du produit	L 180 cm
Composition	Sans DEPH
sku	1574741
Sans latex	Non
Stérile	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte