

1601725 - Keiser Air350 Bi-Axial Chest Press



Déscription

Grâce à la conception créative de l'Air350 Bi-Axial Chest Press combine deux mouvements en un seul exercice. Lorsque l'on étend les bras, les mains se rapprochent l'une de l'autre, ce qui permet d'entraîner plus efficacement le muscle pectoral. Ce mouvement supplémentaire et la courbe de force naturelle maximisent le développement des muscles importants de la poitrine et des bras. Le mouvement séparé des bras garantit que le bras fort aide le bras faible.

- L'axe de pivotement unique offre une plus grande amplitude de mouvement
- Keiser dynamic resistance
- Grand écran qui montre la résistance et les répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 193 cm
SKU leverancier	001335BP
Résistance	0-141 kg
sku	1601725
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce