

## 1625185 - HEINE XP Miller 3 - Lames de laryngoscope jetables - 195 mm x 13 mm - 25 pcs



### Déscription

Les **lames de laryngoscope jetables HEINE XP Miller** combinent le design éprouvé de la **lame Classic+** avec les avantages d'une lame jetable, garantissant ainsi une hygiène et une sécurité optimales. Ces lames de laryngoscope jetables évitent les contaminations croisées et sont donc le choix idéal pour les environnements médicaux modernes où la sécurité des patients est primordiale.

#### Caractéristiques principales :

- **Hygiénique & sûr** : prévient les infections croisées entre patients.
- **Transmission lumineuse optimale** grâce à un guide de lumière surdimensionné.
- **Extrêmement lumineux** : illumination maximale avec LED HEINE 2,5V ou 3,5V.
- **Design ergonomique** : la forme de la lame facilite l'insertion du tube.
- **Respectueux du patient** : réduit les risques de blessures et de dommages aux dents.
- **Durable & robuste** : grande rigidité à la torsion, pratiquement incassable.
- **Fiable en toutes circonstances** : ne colle pas à la langue, même à basses températures.
- **Universellement compatible** avec toutes les poignées conformes à la **norme ISO 7376 (standard vert)**.

Avec ces **lames de laryngoscope Miller jetables**, HEINE offre un équilibre parfait entre **sécurité, fonctionnalité et facilité d'utilisation**, spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées en anesthésie et en soins d'urgence.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.774
	Non
<b>sku</b>	1625185
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	195 mm x 13 mm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de lame</b>	Miller