

## 1576075 - Discofix 3-3 avec prolong 50 cm - luer lock - 50 pcs



### Déscription

Le discofix est adapté à tous les systèmes de perfusion sous pression courants. Il contient des canaux d'écoulement rectilignes continus pour un contrôle précis de la pression. En outre, il est doté d'un verrou tournant mobile axialement et radialement pour une connexion sûre et rapide.

### Spécifications

Marque	Braun
Dimensions du produit	L 50 cm
Sans latex	Oui
sku	1576075
Stérile	Oui
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte