

## 1622211 - Bombe aérosol lubrifiante "Silikon spray" 500 ml - 12 pcs



### Déscription

Spray pour la lubrification des instruments et contre le glissement des instruments en caoutchouc, latex ou plastique sur la muqueuse. Utilisé pour prévenir la formation de croûtes et protéger la peau. Pour la lubrification du matériel chirurgical contre la rouille, Peut être utilisé sur les instruments avant la stérilisation (à sec ou humide).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Comed
<b>sku</b>	1622211
<b>Contenu</b>	500 ml
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Carton