


1573832 - Renol tige pour embout d'une serrure magnétique - 50 pcs



Déscription

Parfaitement adapté à l'environnement gériatrique. Rapide et facile à utiliser. Permet d'attacher jusqu'à 3 sangles l'une sur l'autre.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFK50201
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1573832
Catégorie de fixation	Accessoires pour ceintures
Fermeture	Serrures
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Taille de fixation	Ne s'applique pas
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Ne s'applique pas
Usage de la fixation	Ne s'applique pas