

1020774 - Tork lingettes de nettoyage - non-tissées - 1-pli - 30 x 32 cm - 1 x 135 pcs



Déscription

Les lingettes de nettoyage de Tork est composée de cellulose, de non-tissé Airlaid et de fibres de viscose, ce qui rend la débarbouillette très souple et douce lors du lavage. Convient pour un usage unique.

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	742200
Composition	Cellulose, non-tissé Airlaid, fibres de viscose
sku	1020774
Type d'emballage	Boîte