

## 1560815 - HUMAN TECAR MAT - Ramp (4) - 200 x 80 x incl. 45/7 cm



### Déscription

Caractéristiques : quatre modules composés d'un plan incliné et de marches, pour un entraînement proprioceptif.

Utilisation : exercices proprioceptifs; idéal aussi dans le sport, intégré dans la routine d'entraînement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Unibell
<b>sku</b>	1560815
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce