

1539646 - Texa® compresses de gaze - stériles - 7,5 x 7,5 cm - 50 x 2 pcs



Déscription

Les compresses de gaze **Texa®** sont des pansements de gaze hydrophile, convenant comme pansements traditionnels avec différentes possibilités d'application. Elles sont douces et souples, très absorbantes, respirantes et résistantes à la traction. Les compresses sont faites de 100% coton, contiennent 17-fils et sont plissées chirurgicalement avec une frange en retrait.

Spécifications

Marque	Texa
Composition	100% coton - tissé à 17 fils
Stérile	Oui
sku	1539646
Couches	8 couches
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Quantité par emballage	50 x 2 pcs
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	7,5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte