

1601708 - Keiser Air250 Upper Back



Déscription

L'Air250 Upper Back de Keiser offre un exercice efficace pour le haut du dos. Comme il est équipé de deux poignées par côté, il permet aux athlètes d'ajouter de la variété à leur exercice d'aviron assis. Le coussin thoracique réglable assure une posture stable et correcte pendant l'exercice.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 198.1 cm
SKU leverancier	002021BP
Résistance	0-118 kg
sku	1601708
Couleur	Rouge
Type d'emballage	Pièce