

**1016584 - Seca 220 toise - pour seca 707/708/710/713/780/799 - 60
jusqu'à 200 cm - 1 pc**



Déscription

Cette toise télescopique peut équiper ultérieurement de nombreuses balances à colonne seca. Elle permet une lecture commode de la taille à hauteur des yeux, même pour les personnes de petite taille.

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Oui
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Oui
sku	1016584
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Règle télescopique
Plage de mesure	60 - 220 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce