

## 1622021 - Elektrodes ECG - holter - solid - adult - 50 mm - 50x50 pcs



### Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une plus grande surface de contact avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

Grâce à la couche non tissée perforée, la peau peut respirer librement pendant toute la durée de l'examen. Principalement utilisé chez les patients très actifs, souffrant de transpiration excessive ou en surpoids.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Sorimex
<b>sku</b>	1622021
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016-04
<b>Radio opaque</b>	Oui
<b>Application</b>	Holter
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Matériau de base</b>	Tissu non tissé perforé
<b>Matériau de connexion du bouton-poussoir</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Shelflife</b>	3 ans
<b>Taille</b>	50 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte