

1605715 - Spongostan anal 8 x 3 cm - 5 pcs



Déscription

Éponge absorbable en gélatine porcine, stérile, insoluble dans l'eau et pétrissable, destinée à un usage hémostatique par application sur une surface hémorragique.

Utilisée sèche ou saturée avec une solution stérile de chlorure de sodium, elle est indiquée pour les interventions chirurgicales (sauf ophtalmologiques) à des fins hémostatiques, lorsque le contrôle des saignements capillaires, veineux et artériolaires par la pression, la ligature et d'autres procédures conventionnelles est inefficace ou peu pratique.

Conserver au sec à une température ambiante contrôlée de 15°-30° C.

Spécifications

Marque	Ethicon
sku	1605715
Stérile	Oui
Produits similaires	Non
Taille	8 x 3 cm
Type d'emballage	Boîte