

1546315 - Linido appui combi vertical - longueur 1235 mm - inox poli/blanc - 1 pc



Déscription

Tube droit avec d'un côté un raccord en plastique blanc pour la fixation sur un support mural d'angle, et de l'autre côté avec un coude de 60° au niveau de la bride de fixation murale avec couvercle ergonomique couleur blanche. Diamètre du tube 28.6 mm. Le support est fabriqué en acier inoxydable avec un revêtement époxy blanc.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2611.0182-00
Angle de pliage de 60°	Oui
sku	1546315
Catégorie supports muraux	Appui mural pour l'angle entre 2 murs
Matériel	Inox pli
Taille	123,5 cm
Type d'emballage	Pièce