

1601714 - Keiser Air300 Leg Extension



Déscription

L'Air300 Leg Extension Pro, avec sa capacité unique de mouvement unilatéral, est idéal pour la rééducation et les applications sportives spécifiques. Le quadriceps est l'un des groupes musculaires les plus puissants du corps et produit des forces très importantes à des vitesses très élevées. Avec la possibilité d'entraîner chaque jambe séparément à la vitesse, les résultats de l'entraînement sont maximisés tout en protégeant les articulations et le tissu conjonctif grâce à la résistance pneumatique.

- Mouvement unilatéral - chaque membre peut être entraîné de manière symétrique
- Plage de résistance accrue pour un entraînement fonctionnel intensif
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 114.3 cm
SKU leverancier	001133BP
Résistance	0-107 kg
sku	1601714
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce