

## 1013483 - Brassard microlife bras 32-52 cm - standard tensiomètre - XL - 1 pc



### Déscription

Le brassard est une partie intégrante du tensiomètre. De temps en temps, la manchette doit être remplacée par une nouvelle. Cette manchette est livrée prête à l'emploi. Il suffit de remplacer l'ancien brassard par le nouveau et vous pourrez prendre votre tension artérielle sans souci pendant un certain temps. La taille de circonférence L/XL (32 cm - 52 cm) rend ce brassard adapté aux bras larges à très larges.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>sku</b>	1013483
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce