

1013483 - Brassard microlife bras 32-52 cm - standard tensiomètre - XL - 1 pc



Déscription

Le brassard est une partie intégrante du tensiomètre. De temps en temps, la manchette doit être remplacée par une nouvelle. Cette manchette est livrée prête à l'emploi. Il suffit de remplacer l'ancien brassard par le nouveau et vous pourrez prendre votre tension artérielle sans souci pendant un certain temps. La taille de circonférence L/XL (32 cm - 52 cm) rend ce brassard adapté aux bras larges à très larges.

Spécifications

Marque	Microlife
sku	1013483
Normes	EN ISO 13485:2016
Produits similaires	Oui
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce