


1561355 - ETHILON™ fil de suture 2/0 - 26 mm - 75 cm - EXN 32 - 1 x 36 pcs



Déscription

La suture est un fil monofilament chirurgical stérile non résorbable. La suture ETHILON™ est teintée en noir pour améliorer la visibilité dans les tissus. La suture ETHILON™ est indiquée pour l'approche générale et/ou la ligature des tissus mous, y compris pour les procédures cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

Avantages

Monofilament

Synthétique

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	F3223(F3223BH)
Composition	Polyamide
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
sku	1561355
Couleur	Noir
Epaisseur du fil	2/0
Longueur aiguille	26 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte