

## 1543997 - Renol ceinture abdominale sécurisée pour le lit - xs - 1 pc



### Déscription

Cette ceinture immobilisera efficacement le patient dans le lit. Elle permet au patient de tourner sur les côtés ou de s'asseoir en évitant de tomber. Elle s'utilise avec la sangle pelvienne amovible RFP22000 , les sangles latérale RFE24000 et les Rallonges RFB10200 et RFB10300. Option nécessaire: 3 serrures+ 1 clé

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFB10060
<b>Options nécessaires</b>	3 serrures et 1 clé
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543997
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Serrures
<b>Largeur ceinture</b>	14 cm
<b>Largeur sangles</b>	Ne s'applique pas
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	XS
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation abdominale
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard