

1013101 - Seringue Schimmelbusch - 125 ml inclusives 2 canules



Déscription

Seringue métal pleine de 125 ml avec 2 canules. La seringue a une poignée avec 3 anneaux, peut être complètement démontée et est facile à nettoyer. Autoclavable à 134°C. La position du piston a une échelle graduée avec joint torique en mm et oz.

Attention: Auprès de ce produit, vous devez encore commander séparément la plaque de protection (art. 1002563)

Spécifications

Composition	métal
sku	1013101
Couleur	Gris
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce