

## 1543321 - Pèse-bébé digitale - pliable - poignée - 15 kg - 1 pc



### Déscription

Pèse-bébé numérique léger et confortable à emporter avec vous lors de vos déplacements. Et une poignée intégrée pratique sur le dessus. Une fois pliées, les fermetures magnétiques intégrées maintiennent la balance fermée. La console de pied supplémentaire protège la balance contre les chocs causés par une pose dure pendant le transport.

Très facile à déplacer grâce à son poids léger et à la mallette de transport pratique avec doublure en mousse souple.

Utilisé par les parents, les infirmières de maternité et les établissements de santé. Ambulatoire ainsi que des emplacements temporaires.

Même si le bébé est très agité, la balance calcule toujours le poids correct en calculant la moyenne des mouvements, assistée par la mesure stable via les huit capteurs de mesure sur lesquels repose la balance.

La valeur de poids est ensuite maintenue sur le grand écran de lecture jusqu'à 5 secondes après le retrait de la charge. Lorsqu'elle n'est pas utilisée (chargée et déchargée), la balance s'éteint au bout de 2,5 minutes pour économiser la batterie.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Soehnle
<b>Code CNK</b>	CNK 2474-211
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	15 kg
<b>Composition</b>	Plastique lisse
<b>sku</b>	1543321
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	10 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques