

1601713 - Keiser Air250 lower back



Déscription

L'Air250 Lower Back est le compagnon essentiel et complémentaire de l'Air250 Abdominal. Il permet un renforcement important de l'Erector Spinae (muscle long du dos). Un Erector Spinae faible est la cause de nombreux problèmes de dos. Les ingénieurs de Keiser ont créé un appareil facile d'accès et ont réduit au minimum le nombre de réglages à effectuer pour s'entraîner. La ceinture de fixation maintient confortablement le bassin dans la bonne position.

- Peu de chocs pour les muscles et les articulations
- Keiser dynamic variable resistance
- Mouvement bilatéral pour un entraînement symétrique
- Grand écran qui montre la résistance et des répétitions

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 116.8 cm
SKU leverancier	002821BP
Résistance	0-125 kg
sku	1601713
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce