


## 1575616 - Capteur SpO2 à usage unique - pédiatrique - 1 x 24 pcs



### Déscription

Le capteur SpO2 jetable de Medlink utilise des matériaux stériles et non nocifs pour éviter toute contamination croisée. Medlink propose cinq types différents de capteurs de SpO2 jetables, à savoir le capteur de SpO2 pour adultes, le capteur de SpO2 pédiatrique, le capteur de SpO2 pour nourrissons, le capteur de SpO2 néonatal et le capteur de SpO2 de confort, et sont conçus pour répondre aux besoins des différents groupes d'âge en matière de surveillance de la SpO2.

### Spécifications

<b>Marque</b>	med_link
<b>sku</b>	1575616
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Boîte