

1518850 - Pince coupe cordon ombilical - stérile - 1 x 25 pcs



Déscription

La pince coupante est utilisée pour couper la partie sectionnée du cordon ombilical et le retirer de l'abdomen du nouveau-né sans le blesser. Le coupe-pince est stérile, sans latex et à usage unique. Il est vendu en boîtes de 25 unités emballées individuellement. Les pinces coupe cordon ombilical sont stérilisés à l'oxyde éthylène. Sans latex.

Spécifications

Marque	Gyneas
Dimensions du produit	L 12 cm
sku	1518850
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte