

1603873 - Suprasorb H Hydrocolloïd Fin - 10 x 10 cm - stérile - 10 pcs



Déscription

Suprasorb® H pansement hydrocolloïde fin absorbe l'exsudate constitué d'une matrice hydrocolloïde absorbante apposée sur une couche vectrice respirante en polyuréthane. Le pansement offre une excellente perméabilité à la vapeur d'eau pour le traitement des plaies non-infectées à modérément exsudatives et superficielles. Permet une durée de port pouvant aller jusqu'à sept jours.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Film en polyuréthane avec couche hydrocolloïde
sku	1603873
Stérile	Oui
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte