

1543519 - LB 88 humidificateur d'air à ultrason dual technology - 1 pc



Déscription

L'air du chauffage ne doit pas être trop sec : cet humidificateur d'air avec technologie d'humidification par ultrasons vous assure une humidité relative optimale. Avec le chauffage de l'eau, il y a 3 niveaux, l'humidificateur est également très silencieux. Il s'éteint automatiquement avec une fonction d'affichage, comprenant 15 pads anticalcaires pour éviter une calcification rapide. Et 15 tampons aromatiques à utiliser avec des huiles aromatiques et une brosse de nettoyage.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 19.5 cm, H 28 cm, L 29.5 cm
SKU leverancier	68116
Puissance	280 W
Taille réservoir	6 L
Puissance d'humidification	550 milliliter per hour
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Réservoir d'eau amovible	Oui
sku	1543519
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce