

## 1102127 - Tabouret 923 - chassis aluminium - 5 roues - 47-66 cm - 1 pc



### Déscription

Plébiscité par tous, les tabourets médicaux Promotal sont l'optimum en terme de qualité. Confort, sécurité, hygiène, tous les aspects important de votre métier ont été pris en compte à l'élaboration du tabouret. Disponible dans 18 coloris il se fond entièrement dans votre cabinet. Les tabourets Promotal sont disponibles en plusieurs tailles\* pour s'adapter au plus près à votre spécialité. De nombreuses options vous permettent d'adapter le design général du tabouret à votre convenance : Forme et matière de la sellerie, ajout de dossier, freins de roues ...

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1102127
<b>Catégorie promo du mois</b>	Infrastructuur
<b>Couleur châssis</b>	Couleur de l'aluminium
<b>Matériel châssis</b>	Aluminium poli
<b>Mois promo</b>	juin
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	47 - 66 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège carré