

1102127 - Tabouret 923 - chassis aluminium - 5 roues - 47-66 cm - 1 pc



Déscription

Plébiscité par tous, les tabourets médicaux Promotal sont l'optimum en terme de qualité. Confort, sécurité, hygiène, tous les aspects important de votre métier ont été pris en compte à l'élaboration du tabouret. Disponible dans 18 coloris il se fond entièrement dans votre cabinet. Les tabourets Promotal sont disponibles en plusieurs tailles* pour s'adapter au plus près à votre spécialité. De nombreuses options vous permettent d'adapter le design général du tabouret à votre convenance : Forme et matière de la sellerie, ajout de dossier, freins de roues ...

Spécifications

Marque	Promotal
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Nombre de roues	5
sku	1102127
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	47 - 66 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège carré