

1549646 - Linido chaise roulante douche-toilette - 1 pc

Déscription

Inox poli

La chaise de douche/toilettes mobile basse avec avec repose-pieds et assise douce, ouvert à l'avant de Linido est un dispositif qui permet à l'utilisateur de s'asseoir en toute sécurité et confortablement pendant la douche ou le lavage au lavabo. La chaise est livrée avec des rails de guidage et peut être utilisée de manière autonome, avec un support ou un seau disponible en accessoire. De plus, la chaise peut être placée au-dessus des toilettes.

Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	L 62.5 cm, H 96 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2137.1212-00
Composition	Acier revêtu
sku	1549646
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce