

## 1514636 - Oxymètre Onyx Vantage 9590 - 1 pc



## **Déscription**

L'Onyx Vantage est un outil précieux dans toute situation qui nécessite une mesure rapide et précise des éléments suivants et la mesure précise de la saturation en oxygène du sang et du pouls et le rythme cardiaque. L'oxymètre de pouls à doigt Onyx Vantage est destiné à être utilisé à l'usage du personnel médical.



## **Spécifications**

Marque	Nonin
Dimensions du produit	L 3.3 cm, H 3.2 cm, L 5.5 cm
Poids du produit	0.057 kg
Mémoire	Non
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	AAA
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Non
Nombre de batteries	2
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1514636
Normes	ISO 13485:2016
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce
Épaisseur du doigt	8 mm