

## 1514636 - Oxymètre Onyx Vantage 9590 - 1 pc



### Déscription

L'Onyx Vantage est un outil précieux dans toute situation qui nécessite une mesure rapide et précise des éléments suivants et la mesure précise de la saturation en oxygène du sang et du pouls et le rythme cardiaque. L'oxymètre de pouls à doigt Onyx Vantage est destiné à être utilisé à l'usage du personnel médical.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Nonin
<b>Dimensions du produit</b>	L 3.3 cm, H 3.2 cm, L 5.5 cm
<b>Poids du produit</b>	0.057 kg
<b>Type de batterie</b>	AAA
<b>Nombre de batteries</b>	2
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Bluetooth</b>	Non
<b>Avec câble</b>	Oui
<b>Écran couleur LED</b>	Oui
<b>Avec bande de rythme</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1514636
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Groupe cible</b>	Adultes Enfants
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Épaisseur du doigt</b>	8 mm