

1018698 - HEINE ampoule x-01.88.077 - 2,5v - halogène - 1 pc



Déscription

Lampe de rechange pour applications médicales.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINX-001.88.077
Compatible avec	Otoscope Heine BETA 200 - 2,5V; Otoscope Heine Beta 400 - 2,5V; Otoscope K180 - 2,5V
sku	1018698
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Utilisation ampoules de remplacement	Otoscope
Voltage	2,5 V