

1208260 - Sonde à fente - 14 cm - 1 pc



Déscription

Sonde cannelée pour faciliter la coupure sans endommager les organes. La sonde à fente est placée sous la peau et permet au chirurgien de guider ses ciseaux lors d'interventions chirurgicales ou de dissections. La sonde permet aux ciseaux de mieux définir la coupure entre la peau et la couche musculaire.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 14 cm
Composition	Acier inoxydable
sku	1208260
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce