

1622526 - Ballon de ventilation adulte – PVC – usage unique – 1600 ml – set avec masques tailles 4/5 + ballon réservoir O₂ 2500 ml



Déscription

Ballon de réanimation Dahlhausen à usage unique – complet avec masque et valve de surpression

Le **ballon de réanimation Dahlhausen (bag valve mask)** pour adultes est spécialement conçu pour un usage unique et permet une ventilation sécurisée et contrôlée grâce à la valve de surpression intégrée. Ce set de haute qualité est livré complet dans une trousse zippée pratique et réutilisable – idéal pour les situations d'urgence, les trousse de premiers secours et les interventions médicales professionnelles.

Contenu du set (adultes) :

- 1 masque taille 4
- 1 masque taille 5
- 1 réservoir d'oxygène
- 1 tube de raccordement à l'oxygène (200 cm)
- 1 ballon de réanimation manuel (ballon auto-remplisseur)

Spécifications

Marque	Dahlhausen
sku	1622526
Réservoir d'oxygène	2500 ml
Volume ballon	1600 ml
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce