

1016971 - Manche à bistouris n° 3 - pour lames n° < 20 - 1 pc



Déscription

Ce support de bistouri est en acier inoxydable de conception ergonomique avec un corps octogonal conique lisse qui permet un contrôle précis du bout des doigts.

Ce support est doté d'une échelle graduée au dos pour faciliter la formation, le marquage du site opératoire correct et l'examen des blessures traumatiques.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1016971
Normes	ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce