

1601846 - Agani™ aiguilles de sécurité - 27G x 1/2" - gris - 100 pcs

Déscription

Les aiguilles de sécurité Agani™ sont des aiguilles hypodermiques stérilisées à l'oxyde d'éthylène, sans latex, à usage unique, fabriquées en matériaux plastiques et en acier inoxydable. Elles sont conçues pour permettre des niveaux élevés de sécurité, de soin et de confort lors de l'injection ou de l'aspiration de médicaments ou de sang et ainsi éviter les blessures par piqûre d'aiguille. Après avoir retiré l'aiguille, la gaine de sécurité peut être activée pour couvrir celle-ci et limiter les risques de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.

La pointe acérée facilite la pénétration de la peau et contribue à minimiser les traumatismes. La couche de silicone offre de bonnes propriétés de glissement et permet une insertion en douceur.

Toutes les aiguilles de sécurité Agani™ sont emballées individuellement sous blister à code couleur ISO et peuvent s'adapter aux seringues standard Luer Slip ou Luer Lock.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SAN*2713R1
Composition	• Gaine: polypropylène • Colerette: polypropylène • Embase: polypropylène • Canule: acier inoxydable • Protection: polypropylène (PP) • Colle: colle époxy • Lubrifiant: huile de silicone
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Oui
sku	1601846
Bevel	Regular 11°
Couleur	Gris
Dimensions	27G x 1/2"
Dimensions en mm	0,4 x 13 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte