

## 1013308 - Fingerbob medium - blanc - 1 x 50 pcs



### Déscription

Pansement au doigt pour une fixation sûre et la protection des pansements primaires. Rapide et facile à appliquer et s'adapte à tous les doigts. La composition en coton et viscose garantit que le bandage ne se salit pas rapidement et prévient les réactions allergiques.

### Avantages

- Fixation sûre des pansements primaires
- prédécoupé
- Application facile et rapide
- S'adaptent à toutes les tailles de doigts

## Spécifications

Marque	Braun
Stérile	Non
Composition	Coton, viscose
Auto-adhésif	Oui
sku	1013308
Couleur	Blanc
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte