

1002653 - 3M™ Medipore™ + pad - 6 x 10 cm -1 x 50 pcs



Déscription

3M™ Medipore™ + Pad est un pansement adhésif multifonctionnel et stérile. Utilisation secondaire ou primaire pour traiter les coupures, les écorchures et les plaies avec un exsudat léger à modéré. De plus, pour sécuriser les dispositifs médicaux et protéger les cathéters à trou d'insertion. Ce pansement souple se compose d'un tampon absorbant non adhésif avec un plus grand patch adhésif hypoallergénique non tissé. Les coins arrondis empêchent le pansement de se détacher.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Couche support: polyester non-tissé, compresse: viscose, colle: polyacrylate
Compresse	Oui
Perforé	Non
	2026-01-06T01:00:00+01:00
sku	1002653
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Statut d'approbation	A approuver
Taille	6 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte