

## 1508158 - Lampe d'examen GS IV - support mural inclusif - bras flexible - 1 pc



### Déscription

Lampe d'examen qui émet une lumière blanche très homogène et qui convient parfaitement à l'examen gynécologique. La lampe peut être montée sur une table d'examen, sur le mur ou sur un trépied réglable en hauteur. A une très faible consommation d'énergie avec une intensité lumineuse de 20 000 lux à une distance de 40 cm. La mise au point peut être réglée entre 10 et 25 cm.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Oui
<b>Nombre de LEDs</b>	1
<b>Intensité lumineuse</b>	20000 lux
<b>Étendue du champ lumineux</b>	17 à 40 cm
<b>Commande Touchless</b>	Oui
<b>Longueur du bras</b>	120 cm
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de mur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce