

1508158 - WelchAllyn lampe d'examen gs iv - support mural inclusif - bras flexible - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen qui émet une lumière blanche très homogène et qui convient parfaitement à l'examen gynécologique. La lampe peut être montée sur une table d'examen, sur le mur ou sur un trépied réglable en hauteur. A une très faible consommation d'énergie avec une intensité lumineuse de 20 000 lux à une distance de 40 cm. La mise au point peut être réglée entre 10 et 25 cm.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Étendue du champ lumineux	17 à 40 cm
Nombre de LEDs	1
Intensité lumineuse	20000 lux
Longueur du bras	120 cm
Contrôle de la mise au point	Oui
Commande Touchless	Oui
sku	1508158
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce