

1001327 - Attelle pour cheville Dynacast® AS - M/L - 1 pc



Déscription

L'attelle de cheville est une solution déformable unique pour le maintien externe de la cheville après une blessure aiguë ou une instabilité articulaire chronique et offre ainsi au patient un haut niveau de confort. L'attelle est également légère mais très solide, respirante et constitue une solution durable pour la thérapie. Peut être porté avec des chaussures normales et se glisse également facilement dans des chaussures d'entraînement.

- Idéal pour SEH
- Contrôle de l'œdème
- Thérapie par le froid en phase aiguë

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Marque | BSN |
| Composition | PVC, 6 couches de fibre de verre, revêtement en mousse micro-perforée |
| Normes | ISO 13485:2003 |
| sku | 1001327 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Taille | M/L |
| Type d'emballage | Pièce |