

## 1501808 - Anses auriculaires jetables - blanc - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les curettes auriculaires simples de Bionix FlexLoop® sont destinées au curetage de l'oreille dans le cadre des soins ORL. Elles sont utilisées pour le nettoyage des oreilles afin d'enlever le cérumen et sont fabriquées en plastique. Elles sont solides mais flexibles, ce qui les rend plus confortables pour le patient que les curettes traditionnelles en acier inoxydable.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1501808
<b>Qualité instruments</b>	Jetable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte