

1501894 - Support pour bassin de lit traditionnel - blanc - 1 pc



Déscription

Convient pour être utilisé avec le bassin de lit Vernacare (101AA100). Le bassin en plastique offre une résistance supplémentaire lors de la toilette des patients alités. Le produit peut être stocké dans un endroit sec, à température ambiante.

Spécifications

Marque	Vernacare
Dimensions du produit	L 38 cm, H 10 cm, L 31 cm
Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Normes	ISO 9011:2015; 14001:2015
sku	1501894
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce