

## 1576183 - Source de lumière pour curette illuminée - 1 pc



### Déscription

La source lumineuse Bionix pour l'éclairage de la cavité auriculaire réduit le temps nécessaire pour voir le cérumen et le retirer en toute sécurité du conduit auditif.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>sku</b>	1576183
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte