

1106729 - Distributeur pour 50 couvercles de gobelets de médicaments - 1 pc



Déscription

Grâce à ce distributeur pratique de **WIEGAND**, les couvercles des gobelets peuvent être rangés de manière hygiénique et clairement disposés et peuvent être facilement retirés. Le distributeur se compose d'un support mural en inox et d'un récipient en plexiglas. Le récipient possède une ouverture séparée avec couvercle pour le retrait direct des couvercles individuels.

Dimensions: 19,5 x 18,5 x 23,4 cm

Capacité: max. 50 couvercles (art. 1574142)

Spécifications

Marque	Wiegand
Composition	RVS
sku	1106729
Produits similaires	Oui
Type d'emballage	Pièce